


Cena: **302,00 zł**



✂ Elektrody terapeutyczne SMART Pads II - do AED Philips FRx

▣ Parametry techniczne:

▣ Kompatybilność

- AED **Philips HeartStart FRx**
- Możliwe użycie z innymi urządzeniami Philips przy zastosowaniu adapterów (np. HeartStart FR2, monitorów Philips)
- W pełni współpracują z **kluczem pediatrycznym Philips FRx Pediatric Key**

⚙ Funkcje i działanie

- **Uniwersalne:** jedna para elektrod dla dorosłych i dzieci
- **Automatyczna komunikacja** z AED - elektrody przesyłają informację o stanie połączenia
- **Szybka aplikacja** - czytelne oznaczenia i grafika rozmieszczenia
- **Klej medyczny o wysokiej przewodności**
- Służą zarówno do **defibrylacji**, jak i **monitorowania rytmu serca**

▣ Trwałość i żywotność

- Okres ważności: **ok. 2 lata** (zależnie od partii produkcyjnej)
- Produkt jednorazowego użytku (po otwarciu zestawu)
- Nieużywane - przechowywać w zamkniętym opakowaniu, chronić przed ciepłem i wilgocią

▣ Warunki pracy

- Temperatura pracy: **0°C do +50°C**
- Temperatura przechowywania: **-20°C do +70°C**
- Odporność na kurz, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne (montaż PLASTIK + folia ochronna)

□ Budowa zestawu

- Para elektrod gotowych do natychmiastowej aplikacji
 - Przewód o wysokiej elastyczności
 - Opakowanie ochronne z datą ważności
 - Wtyk dedykowany do FRx - **bez konieczności żadnych adapterów**
-

□ Praca z dziećmi

Z użyciem **klucza pediatrycznego FRx**:

- Automatyczne **obniżenie energii** wyładowania
 - Dopasowane polecenia głosowe urządzenia
 - Ta sama para elektrod - **brak potrzeby wymiany na pediatryczne**
-

□ Zastosowanie

- Jednostki OSP i PSP
- Szkoły,...

