

Cena: 1,50 zł



Czym jest kompres z gazy jałowej 10 x 10 cm?

Kompres z gazy jałowej 10 x 10 cm to podstawowy materiał opatrunkowy stosowany w medycynie do **ochrony ran i wspomagania procesu gojenia**. Wykonany z **wielowarstwowej gazy bawełnianej**, jest sterylny i bezpieczny w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Dzięki dużej chłonności skutecznie pochłania krew i wydzieliny, jednocześnie zapewniając odpowiednią wentylację. Może być stosowany samodzielnie lub jako warstwa ochronna pod opatrunki specjalistyczne.

Zastosowanie kompresu z gazy jałowej 10 x 10 cm:

Kompresy jałowe mają szerokie zastosowanie w opiece medycznej i pierwszej pomocy: - **Opatrywanie ran** – zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i infekcją. - **Tamowanie krwawień** – skuteczna absorpcja krwi i innych płynów. - **Opieka pooperacyjna** – ochrona miejsc po zabiegach chirurgicznych. - **Tworzenie kompresów** – stosowany jako warstwa ochronna pod bandażami. - **Nasączenie środkami antyseptycznymi** – idealny do dezynfekcji i przemywania ran.

Funkcje i zalety kompresu z gazy jałowej 10 x 10 cm:

- **Jałowy i bezpieczny** – sterylne opakowanie minimalizuje ryzyko zakażeń.
- **Wysoka chłonność** – skutecznie pochłania krew i płyny, wspierając proces gojenia.
- **Przewiewność** – zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, co zapobiega odparzeniom.
- **Hipoalergiczny** – wykonany z naturalnej bawełny, nie powoduje podrażnień skóry.
- **Uniwersalne zastosowanie** – może być stosowany samodzielnie lub jako część większego opatrunku.

Ograniczenia w użytkowaniu kompresu z gaz...

