

Cena: 600,05 zł



Czym są elektrody pediatriczne do defibrylatora ZOLL PLUS - PEDI-PADZ II?

Elektrody pediatriczne ZOLL Pedi-Padz II to jednorazowe elektrody defibrylacyjne przeznaczone do stosowania u dzieci z wykorzystaniem defibrylatora ZOLL AED Plus. Zostały zaprojektowane z myślą o najmłodszych pacjentach, u których konieczne jest zastosowanie obniżonej energii defibrylacji. Po podłączeniu elektrod urządzenie automatycznie przełącza się w tryb pediatriczny, dostosowując parametry wyładowania do potrzeb dziecka. Elektrody wyposażone są w czytelne oznaczenia graficzne, które ułatwiają ich prawidłowe rozmieszczenie na ciele poszkodowanego, co znacząco zwiększa skuteczność działań ratowniczych.

Zastosowanie elektrod pediatricznych do defibrylatora ZOLL PLUS - PEDI-PADZ II:

Elektrody przeznaczone są do prowadzenia defibrylacji u dzieci w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. **Umożliwiają bezpieczne dostosowanie energii wyładowania do organizmu dziecka**, co jest kluczowe dla skuteczności i bezpieczeństwa interwencji ratowniczej. Znajdują zastosowanie w jednostkach straży pożarnej, zespołach ratownictwa medycznego, placówkach edukacyjnych, obiektach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są defibrylatory ZOLL AED Plus.

Funkcje i zalety elektrod pediatricznych do defibrylatora ZOLL PLUS - PEDI-PADZ II:

- **Automatyczne przełączenie w tryb pediatriczny** - po podłączeniu elektrod defibrylator dostosowuje energię wyładowania do potrzeb dziecka.
- **Redukcja energii defibrylacji** -...

