

Cena: 1,00 zł



Czym jest kompres z gazy, jałowy 5 x 5 cm?

To jednorazowy wyrób medyczny wykonany z bawełnianej gazy o odpowiedniej strukturze splotu. Produkt jest sterylny, co oznacza brak drobnoustrojów w momencie otwarcia opakowania. **Służy do bezpośredniego kontaktu z raną**, zapewniając jej ochronę oraz wchłanianie wydzielin.

Zastosowanie kompresu z gazy, jałowego 5 x 5 cm:

Kompres stosowany jest w ratownictwie medycznym, straży pożarnej oraz w placówkach ochrony zdrowia. Używa się go do **opatrywania drobnych ran i otarć**, tamowania niewielkich krwawień oraz jako warstwa ochronna pod opatrunki. Sprawdza się również podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Funkcje i zalety kompresu z gazy, jałowego 5 x 5 cm:

- **Jałowość produktu** - bezpieczny kontakt z raną i ograniczenie ryzyka zakażenia
- **Wysoka chłonność** - skuteczne wchłanianie krwi i wydzielin
- **Miękka struktura gazy** - delikatność dla skóry i komfort pacjenta
- **Kompaktowy rozmiar 5 x 5 cm** - idealny do małych urazów i precyzyjnych zastosowań
- **Oddychający materiał** - wspiera naturalny proces gojenia
- **Jednorazowe użycie** - wysoki poziom higieny

Ograniczenia w użytkowaniu kompresu z gazy, jałowego 5 x 5 cm

Ze względu na niewielki rozmiar produkt **nie jest przeznaczony do opatrywania dużych ran** ani intensywnych krwotoków. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie większych opatrunków lub specjalistycznych materiałów chłonnych.

Podsumowując

Jałowy kompres gazowy 5 x 5 cm to podstawowy element wyposażenia medycznego, zapewniający skuteczną ochronę i higie...

